

Anticuerpo Policlonal Anti-Jmjd8 Para Wb, Elisa - Q96S16

Número de artículo: CM0015961

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a JMJD8 (proteína 8 que contiene el dominio JmjC) para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Participa en la señalización de NF-kB y el metabolismo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	JMJD8 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PP14397; C16orf20; JMJD8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	339123
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-285 de JMJD8 humano (NP_001005920.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96S16
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo