

Anticuerpo Monoclonal Anti-Jnk1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45983

Número de artículo: CM0006744



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra JNK1 humano (MAPK8, SAPK1c), adecuado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para el estudio de la señalización de quinasas activadas por estrés, apoptosis y diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	JNK1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5599
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de JNK1 humano (NP_620637.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpo Monoclonal
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45983
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo