

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Jnk1 [Validado Por Kd] Para Wb, Ip, Elisa - P45983

Número de artículo: CM0007124



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-JNK1 [Validado por KD] para WB, IP y ELISA. Detecta JNK1 (SAPK1c, MAPK8) humano, de ratón y de rata con un peso molecular de 48 kDa. Validado por silenciamiento génico, adecuado para investigación de señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] JNK1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	JNK; [Validado por KD] JNK1
Especie	Humano
GeneID	5599
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 250-350 de JNK1 humano (P45983)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45983
Peso molecular de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo