

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Jnk1 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P45983

Número de artículo: CM0016304



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo JNK1 validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Detecta la quinasa MAPK8/SAPK1c humana, de ratón y de rata, implicada en la señalización de estrés, apoptosis y autofagia. Herramienta ideal para el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	JNK1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5599
GeneID	5599
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 245-345 de JNK1 humana (NP_620635.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45983
Peso Proteico	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo