

Anticuerpo Monoclonal Anti-Jnk1/2/3 De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - P45983 / P45984 / P53779

Número de artículo: CM0006930



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra JNK1/2/3 (MAPK8/9/10). Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Dirige a quinasas activadas por estrés involucradas en apoptosis, proliferación y regulación circadiana. Ideal para investigación en señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	JNK1/2/3 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2; JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK; JNK1/JNK3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5599/5601/5602
GeneID	5599/5601/5602
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de JNK1 humano (NP_620637.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45983/P45984/P53779
Peso de Proteína	35kDa/44kDa/48kDa
Envío	Bolsa de hielo