

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Jnk1/2/3 Para Wb - P45983/P45984/P53779

Número de artículo: CM0020148



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra JNK1/2/3 (MAPK8/9/10). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con Humano, Ratón, Rata. Adecuado para el estudio de la señalización de quinasas activadas por estrés, apoptosis y proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	JNK1/2/3 pAb de Conejo
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5599/5601/5602
ID de Gen	5599/5601/5602
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-370 del JNK1/2/3 humano (NP_620637.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45983/P45984/P53779
Peso Proteico	35kDa/44kDa/48kDa/27kDa/52kDa
Envío	Bolsa de hielo