


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Jnk2 (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - P45984

Número de artículo: CM0014858



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra JNK2 humana (MAPK9), validado para WB y ELISA. Detecta JNK2 en muestras humanas y de ratón. Ideal para estudiar la señalización SAPK/JNK, la apoptosis y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] pAb de conejo anti-JNK2
Observaciones/Alias	JNK2; SAPK; p54a; JNK2A; JNK2B; PRKM9; JNK-55; SAPK1a; JNK2BETA; p54aSAPK; JNK2ALPHA; K2
Especie	Humana
GeneID (humano)	5601
GeneID	5601
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	P45984
Peso de la proteína	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo