


Anticuerpo Policlonal Anti-Jnk3 Para Wb Y Elisa - P53779

Número de artículo: CM0021124



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra JNK3 humana (MAPK10), validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudiar la señalización de quinasas activadas por estrés, la apoptosis neuronal y la regulación del ritmo circadiano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	JNK3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK
Especie	Humana
ID del gen (humano)	5602
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P53779
Peso de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo