


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Jnk3 Para Wb, Elisa - P53779

Número de artículo: CM0022544



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra JNK3 humano (MAPK10), validado para Western blot y ELISA. Detecta JNK3 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Útil para estudiar la apoptosis neuronal y las vías de señalización del estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	JNK3 pAb de conejo
Observaciones/alias	JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK
Especie	Humana
ID del gen (humano)	5602
ID del gen	5602
Inmunógeno	Péptido sintético: péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de JNK3 humana (NP_620448.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P53779
Peso proteico	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo