

Anticuerpo Policlonal Anti-Josd1 Para Wb, Elisa - Q15040

Número de artículo: CM0013935

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra JOSD1 humano (Josephin-1) para aplicaciones de WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Es útil para estudiar la desubiquitinación y la dinámica de membranas. Ideal para investigaciones sobre la degradación de proteínas y la motilidad celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	JOSD1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	dj508l15.2; JOSD1
Especie	Humano
GeneID	9929
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q15040
Peso de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo