


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Jph1 Para Wb - Q9Hdc5

Número de artículo: CM0020297



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra JPH1 humano (Junctophilin-1), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón; ideal para estudios de complejos de unión en músculo esquelético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	JPH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JP1; JP-1; CMT2K; JPH1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	56704
ID de Gen	56704
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 410-640 de JPH1 humano (NP_065698.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9HDC5
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo