

Anticuerpo Policlonal Anti-Jph4 Para Wb, Elisa - Q96Jj6

Número de artículo: CM0016070

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Junctophilin-4 humana (JPH4). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la formación de complejos de membrana de unión y la señalización de calcio neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	JPH4 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	JP4; JPHL1; JPH4
Especie	Humano
GeneID (humano)	84502
GeneID	84502
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 405-605 de la JPH4 humana (NP_115828.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96Jj6
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo