

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Jrkl Para Wb, Elisa - Q9Y4A0

Número de artículo: CM0013126

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el JRKL humano (homólogo de la proteína Jerky), validado para WB y ELISA. Reconoce el JRKL humano y de ratón. Ideal para estudios de proteínas nucleares e investigación de unión a ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	JRKL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HHMJG; JRKL
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8690
ID de Gen	8690
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 225-524 del JRKL humano (NP_003763.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y4A0
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo