


Anticuerpo Policlonal Anti-Jtb Para Wb Y Elisa - 076095

Número de artículo: CM0015417



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra JTB humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y rata. Ideal para el estudio de la citocinesis, la mitosis y la proliferación de células cancerosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	JTB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAR; hJT; HJTB; HSPC222; JTB
Especie	Humano
ID del Gen	10899
Inmunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-105 de JTB humano (NP_006685.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O76095
Peso de la Proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo