

Anticuerpo Monoclonal Anti-Junb Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17275

Número de artículo: CM0010949

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-JunB de alta calidad validado para WB, IHC-P y ELISA. Dirigido al factor de transcripción humano JunB (subunidad AP-1); 36 kDa. Ideal para estudios de regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo JunB
Observaciones/Alias	AP-1; JunB
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3726
ID del Gen	3726
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del JunB humano (P17275)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P17275
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo