

Anticuerpo Policlonal Anti-Junb Para Wb, If/Icc, Elisa - P17275

Número de artículo: CM0027475

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra JunB humano (subunidad del factor de transcripción AP-1) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de regulación genética y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	JunB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AP-1; JunB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3726
GeneID	3726
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de JunB humano (NP_002220.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17275
Peso Molecular de la Proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo