

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Junb Para Wb Y Elisa - P17275

Número de artículo: CM0017891

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al factor de transcripción JunB humano, componente clave de AP-1. Producido con inmunógeno recombinante; apto para aplicaciones de Western blot y ELISA. Ideal para estudios de regulación génica y actividad de factores de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	JunB Rabbit pAb
Notas/Alias	AP-1; JunB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3726
GeneID	3726
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de JunB humano (NP_002220.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P17275
Peso molecular de la proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo