


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-JunD Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P17535

Número de artículo: CM0012225



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante anti-JunD validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Detecta JunD (35kDa) humano, ratón y rata. Para la investigación del factor de transcripción AP-1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	JunD mAb de Conejo
Observaciones/Alias	AP-1; JunD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3727
GeneID	3727
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-141 del JunD humano (P17535).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17535
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo