


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-JunD Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17535

Número de artículo: CM0018683



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para JunD (subunidad de AP-1), validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta JunD humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-JunD
Observaciones/Alias	AP-1; JunD
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3727
ID del gen	3727
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 de JunD humano (NP_005345.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P17535
Peso molecular	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo