

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-K-Cadherina (Cdh6) Para Wb Y Elisa - P55285

Número de artículo: CM0012567



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la K-cadherina humana (CDH6). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de investigación sobre adhesión celular, riñón y cerebro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	K-Cadherina (CDH6) mAb de conejo
Notas / Alias	CAD6; KCAD; K-Cadherina (CDH6)
Especie	Humana
GeneID	1004
Inmunógeno	Péptido sintético: péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre las posiciones 691 y 790 de la K-cadherina humana (CDH6) (P55285)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55285
Peso molecular de la proteína	88kDa
Envío	Bolsa de hielo