

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-K-Cadherin (Cdh6) Para Wb, Elisa - P55285

Número de artículo: CM0029363



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la K-Cadherina humana (CDH6), ideal para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta una banda de 88 kDa. Adecuado para la investigación de adhesión celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	K-Cadherin (CDH6) Conejo pAb
Observaciones/Alias	CAD6; KCAD; K-Cadherin (CDH6)
Especie	Humano
GeneID (humano)	1004
GeneID	1004
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la K-Cadherina humana (K-Cadherin (CDH6)) (NP_004923.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55285
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo