

Anticuerpo Policlonal Anti-Kaiso/Zbtb33 - Q86T24

Número de artículo: CM0013696



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Kaiso/ZBTB33, validado para aplicaciones de WB, ELISA y ChIP. Detecta la proteína Kaiso endógena en humanos, ratones y ratas. Ideal para estudios de inmunoprecipitación de cromatina y regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Kaiso/ZBTB33
Observaciones/Alias	ZNF348; ZNF-kaiso; Kaiso/ZBTB33
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	10009
ID de gen	10009
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 523-672 de Kaiso/Kaiso/ZBTB33 humano (NP_006768.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86T24
Peso de la proteína	74 kDa
Envío	Bolsa de hielo