

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Kaiso/Zbtb33 Para Wb, If/Icc, Ip Y Elisa - Q86T24

Número de artículo: CM0012309



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Kaiso/ZBTB33 humano (ZNF348), validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de rata. Adecuado para el estudio de la regulación transcripcional, la señalización Wnt y los mecanismos epigenéticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Kaiso/ZBTB33
Observaciones/alias	ZNF348; ZNF-kaiso; Kaiso/ZBTB33
Especie	Humana
ID del gen (humano)	10009
ID del gen	10009
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 573-672 de Kaiso/ZBTB33 humano (Q86T24).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, rata
SWISS	Q86T24
Peso proteico	74 kDa
Envío	Bolsa de hielo