

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kal1 Para Wb, If-P, Elisa - P23352

Número de artículo: CM0019956



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra Anosmina-1 humana (KAL1). Validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudiar el desarrollo del bulbo olfatorio y el síndrome de Kallmann.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KAL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HH1; HHA; KAL; KMS; KAL1; ADMLX; WFDC19; KALIG-1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3730
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 del KAL1 humano (NP_000207.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23352
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo