


Anticuerpo Policlonal Anti-Calicleína-5 (Klk5) Para Wb Y Elisa - Q9Y337

Número de artículo: CM0027709



Introducción

Anticuerpo policlonal anti-KLK5 de conejo de alta calidad validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de descamación e investigación de serina proteasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KLK5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SCTE; KLKL2; KLK-L2; KLK5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25818
GeneID	25818
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 41-177 de KLK5 humana (NP_036559.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y337
Peso de la Proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo