

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Kalikeína 8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60259

Número de artículo: CM0005914



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Kalikeína 8 humana (Neuropsina) validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Adecuado para neurociencia, biología de la piel e investigación del cáncer. Reacciona con muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Kalikeína 8 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	NP; HNP; NRPN; PRSS19; TADG14; Kalikeína 8
Especie	Humano
GeneID (humano)	11202
GeneID	11202
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 161-260 de la Kalikeína 8 humana (O60259).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O60259
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo