

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Kank2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q63Zy3

Número de artículo: CM0021372



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KANK2 humano, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Dirige a una proteína involucrada en la regulación de la transcripción, apoptosis y organización del citoesqueleto de actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KANK2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SIP; MXRA3; PPKWH; NPHS16; ANKRD25; KANK2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	25959
ID del Gen	25959
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de KANK2 humano (NP_001129663.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q63ZY3
Peso de la Proteína	91kDa
Envío	Bolsa de hielo