

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kansl3 Para Wb Y Elisa - Q9P2N6

Número de artículo: CM0030889

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KANSL3 humano, validado para Western blot y ELISA. KANSL3 es un componente clave del complejo acetiltransferasa de histonas NSL, involucrado en la regulación de la cromatina y la estabilización de microtúbulos. Ideal para investigación en epigenética y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KANSL3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NSL3; Rcd1; KIAA1310; KANSL3
Especie	Humano
GeneID (humano)	55683
GeneID	55683
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de KANSL3 humano (NP_001108488.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9P2N6
Peso Proteico	96kDa
Envío	Bolsa de hielo