


Anticuerpo Monoclonal Anti-Kap1/Trim28 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13263

Número de artículo: CM0002591



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-KAP1/TRIM28 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Reconoce el correpressor de transcripción y ligasa E3 TRIM28; peso molecular ~89 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KAP1/TRIM28 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	KAP1; TF1B; RNF96; TIF1B; PPP1R157; TIF1beta; KAP1/TRIM28
Especie	Humano
GeneID (humano)	10155
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 del KAP1/TRIM28 humano (Q13263).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13263
Peso Proteico	89 kDa
Envío	Bolsa de hielo