


Anticuerpo Policlonal Anti-Kap1/Trim28 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P Y Elisa - Q13263

Número de artículo: CM0020732



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-KAP1/TRIM28 de alta calidad, validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Detecta KAP1/TRIM28 en humanos, ratones y ratas. Ideal para investigaciones sobre biología de la cromatina, regulación de la transcripción y señalización inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	KAP1/TRIM28 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KAP1; TF1B; RNF96; TIF1B; PPP1R157; TIF1beta; KAP1/TRIM28
Especie	Humano
ID del gen	10155
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 576-835 de KAP1/TRIM28 humano (NP_005753.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q13263
Peso de la proteína	89 kDa
Envío	Bolsa de hielo