

Anticuerpo Monoclonal Anti-Carioferina B3 (Ipo5) Para Wb, Elisa - O00410

Número de artículo: CM0007438



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo específico para la Karioferina β 3 humana (IPO5/Importina-5). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre transporte nuclear y importinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Karioferina β 3 (IPO5) mAb de conejo
Observaciones/Alias	IMB3; Pse1; imp5; KPNB3; RANBP5; Karioferina β 3 (IPO5)
Especie	Humano
GeneID	3843
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-300 de la Karioferina β 3 humana (IPO5). (NP_002262.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00410
Peso de la proteína	124kDa
Envío	Bolsa de hielo