


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Kat13A / Src1 Para Wb, Ip, Elisa - Q15788

Número de artículo: CM0005898



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra KAT13A/SRC1 humano (coactivador 1 del receptor nuclear), adecuado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Utilizado en investigación de señalización de receptores nucleares y regulación de la transcripción. UniProt Q15788.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo KAT13A / SRC1
Observaciones/Alias	SRC1; KAT13A; RIP160; F-SRC-1; bHLHe42; bHLHe74; KAT13A / SRC1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8648
ID del Gen	8648
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-750 de KAT13A / SRC1 humano (Q15788).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15788
Peso Molecular de la Proteína	157kDa
Envío	Bolsa de hielo