

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Kat1/Hat1 (Wb, Ip, Ihc-P, If/Icc, Elisa) - O14929

Número de artículo: CM0011236



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra KAT1/HAT1 humano (SWISS O14929), validado por knockout y adecuado para WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Anticuerpo monoclonal de conejo KAT1/HAT1
Observaciones/Alias	KAT1; KAT1/HAT1
Especie	Humano
ID del Gen	8520
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-400 de KAT1/HAT1 humano (NP_003633.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14929
Peso Molecular de la Proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo