

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kat2A (Gcn5) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92830

Número de artículo: CM0020348



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KAT2A validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce KAT2A (GCN5) humano, de ratón y de rata, una acetiltransferasa de histonas implicada en la regulación epigenética, la activación de la transcripción y la pluripotencia de las células madre. Ideal para la investigación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KAT2A pAb de conejo
Observaciones/Sinónimos	GCN5; hGCN5; GCN5L2; PCAF-b; KAT2A
Especie	Humano
GenelD (humano)	2648
GenelD	2648
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q92830
Peso molecular de la proteína	94 kDa
Envío	Bolsa de hielo