


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Kat2B/Pcaf Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q92831

Número de artículo: CM0003983



Introducción

CamelBio ofrece el Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-KAT2B/PCAF, validado para WB, IP, IHC-P, ELISA. Detecta KAT2B/PCAF humano, de ratón y rata, una histona acetiltransferasa involucrada en la activación transcripcional y la regulación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo KAT2B/PCAF
Observaciones/Alias	CAF; PCAF; P/CAF; KAT2B/PCAF
Especies	Humano
ID del Gen	8850
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 360-450 de KAT2B/PCAF humano (NP_003875.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92831
Peso Molecular de la Proteína	93 kDa
Envío	Bolsa de hielo