

Anticuerpo Policlonal Anti-Kat5/Tip60 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92993

Número de artículo: CM0021805



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra KAT5/Tip60 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta KAT5 humano, de ratón y de rata con un peso molecular predicho de 59 kDa. Ideal para investigación en cromatina y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KAT5/Tip60 Conejo pAb
Observaciones/Alias	TIP; ESA1; PLIP; TIP60; cPLA2; HTATIP; ZC2HC5; HTATIP1; NEDFASB; KAT5/Tip60
Especie	Humano
ID del Gen	10524
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de KAT5/Tip60 humano (NP_006379.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92993
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo