

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kat6B Para Wb, Elisa - Q8Wyb5

Número de artículo: CM0019731



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la histona acetiltransferasa KAT6B humana. Validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Útil para estudios de transcripción y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KAT6B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	qkf; MORF; MOZ2; GTPTS; MYST4; ZC2HC6B; querkopf; KAT6B
Especie	Humano
ID del gen	23522
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 de KAT6B humana (NP_001243398.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WYB5
Peso de la proteína	231kDa
Envío	Bolsa de hielo