


Anticuerpo Policlonal Conejo Anti-Kat7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95251

Número de artículo: CM0027797



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra KAT7 (HBO1/MYST2). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta KAT7 humano, de ratón y de rata. Inmunógeno recombinante, 71kDa, O95251. Ideal para investigación en cromatina y leucemia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KAT7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HBO1; HBOA; MYST2; ZC2HC7; KAT7
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	11143
ID del gen	11143
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 55-193 de KAT7 humano (NP_008998.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95251
Peso proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo