

Anticuerpo Monoclonal Anti-Kat8/Myst1/Mof Para If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H7Z6

Número de artículo: CM0010259



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a la histona acetiltransferasa KAT8/MYST1/MOF (UniProt Q9H7Z6). Adecuado para aplicaciones IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta humano y rata. Útil para estudios de regulación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KAT8/MYST1/MOF Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MOF; hMOF; MYST1; LIGOWS; ZC2HC8; KAT8/MYST1/MOF
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	84148
ID de Gen	84148
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-458 de KAT8/MYST1/MOF humano (Q9H7Z6).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9H7Z6
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo