

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kat8/Myst1/Mof Para Wb, Elisa - Q9H7Z6

Número de artículo: CM0022020



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KAT8/MYST1/MOF humano para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se dirige a la histona acetiltransferasa KAT8, un regulador epigenético clave de la acetilación de H4K16 y la estructura de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KAT8/MYST1/MOF pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MOF; hMOF; MYST1; LIGOW5; ZC2HC8; KAT8/MYST1/MOF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84148
GeneID	84148
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de KAT8/MYST1/MOF humano (NP_892003.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H7Z6
Peso Molecular de la Proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo