

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Kat9/Elp3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H9T3

Número de artículo: CM0003499



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra KAT9/Elp3 (ELP3) humano, validado para WB, IHC-P, ELISA y reactividad cruzada con humano/ratón/rata. Se dirige a la subunidad de ARNt acetiltransferasa del complejo elongador, esencial para estudios de modificación de ARNt y neurogénesis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | KAT9/Elp3 Rabbit mAb                                                                                                             |
| Observaciones/Alias | KAT9; KAT9/Elp3                                                                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| GeneID (Humano)     | 55140                                                                                                                            |
| GeneID              | 55140                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-547 de KAT9/Elp3 humano (Q9H9T3). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                              |
| SWISS               | Q9H9T3                                                                                                                           |
| Peso de la Proteína | 62kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |