

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Katna1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75449

Número de artículo: CM0023353



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KATNA1 humano (subunidad A1 ATPasa p60 de katanina). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación sobre el corte de microtúbulos y la mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KATNA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KATNA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11104
GeneID	11104
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-167 de KATNA1 humano (NP_001191005.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75449
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo