

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Katnb1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bva0

Número de artículo: CM0023752

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a KATNB1 humano (p80 katanina), validado en WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de corte de microtúbulos y división celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KATNB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KAT; LIS6; KATNB1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10300
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 del KATNB1 humano (NP_005877.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9BVA0
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo