

Anticuerpo Policlonal Anti-Kbtbd8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nfy9

Número de artículo: CM0022229

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo purificado por afinidad contra KBTBD8 humano (TA-KRP). Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios del complejo ligasa E3 de ubiquitina e investigación de la especificación de la cresta neural.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KBTBD8 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TAKRP; TA-KRP; KBTBD8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84541
GeneID	84541
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-280 de KBTBD8 humano (NP_115894.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8Nfy9
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo