

Anticuerpo Policlonal Anti-Kcna1 Para Wb, If-P, Elisa - Q09470

Número de artículo: CM0019243

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la KCNA1 humana (Kv1.1), adecuado para Western blot, inmunofluorescencia (parafina) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Está involucrado en la excitabilidad neuronal y la homeostasis renal de magnesio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KCNA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EA1; MK1; AEMK; HBK1; HUK1; MBK1; RBK1; KV1.1; KCNA1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3736
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 426-495 de la KCNA1 humana (NP_000208.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q09470
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo