

Anticuerpo Policlonal Anti-Kcna2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P16389

Número de artículo: CM0026641

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la KCNA2 humana (Kv1.2, canal de potasio dependiente de voltaje subfamilia A miembro 2). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Útil para estudios de transporte iónico y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KCNA2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HK4; MK2; HBK5; NGK1; RBK2; DEE32; HUKIV; KV1.2; EIEE32; KCNA2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3737
ID del Gen	3737
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-165 de la KCNA2 humana (NP_004965.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16389
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo