

Anticuerpo Policlonal Anti-Kcna4 Para Wb Y Elisa - P22459

Número de artículo: CM0024499

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el canal de potasio dependiente de voltaje humano KCNA4 (Kv1.4). Adecuado para Western blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en canales iónicos y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KCNA4 Rabbit pAb
Notas/Alias	HK1; HBK4; PCN2; HPCN2; HUKII; KCNA8; KV1.4; KCNA4L; MCIDDS; KCNA4
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3739
ID del Gen	3739
Inmunógeno	Péptido Sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P22459
Peso Molecular	73kDa
Envío	Bolsa de hielo