


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kcnab2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13303

Número de artículo: CM0023229



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KCNAB2 humano (Kv-beta-2). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta la proteína endógena KCNAB2 humana (~41 kDa). Ideal para investigación en neurociencia y canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KCNAB2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AKR6A5, KCNA2B, HKvbeta2, KV-BETA-2, HKvbeta2.1, HKvbeta2.2, KCNAB2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-40 del KCNAB2 humano (NP_003627.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q13303
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo