

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kcnab3 Para Wb Y Elisa - O43448

Número de artículo: CM0015801

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la subunidad beta-3 del canal de potasio dependiente de voltaje humano (KCNA3). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para investigaciones en neurociencia y canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KCNA3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AKR6A9; KCNA3B; KCNA3.1B; KV-BETA-3; KCNA3
Especie	Humano
GeneID	9196
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 285-404 de KCNA3 humano (NP_004723.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	O43448
Peso molecular	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo