


Anticuerpo Policlonal Anti-Kcnd2 Para Wb, Elisa - Q9Nzv8

Número de artículo: CM0028268



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KCND2, generado con inmunógeno de proteína recombinante (aa 501-630). Validado para WB y ELISA; detecta KCND2 humano y de ratón. Útil para estudiar la excitabilidad neuronal y la función de los canales de potasio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KCND2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RK5; KV4.2;; KCND2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3751
ID de Gen	3751
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 501-630 del KCND2 humano (NP_036413.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9NZV8
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo